


Farbkarte

Farbskala 1 [atn-07, 08]



Farbskala 2 [ferrari-stamskin® top]



Therapiehocker



[in](#) [f](#) Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

OP HOCKER

Modell: **OP // OPN**



Produktbeschreibung

Der **OP Hocker** ergänzt das Angebot von Novak M für fachärztliche Untersuchungen und Behandlungen in kleineren Operationssälen. Da dieser Stuhl komfortabel, höhenverstellbar, um 360° drehbar und mit oder ohne Lehne verfügbar ist, bietet er eine gute Entlastung während der Arbeit.

Der Hocker ist mit dem **Fuß höhenverstellbar**, damit die Hände während der Arbeit frei und hygienisch sauber bleiben. Anstelle der serienmäßigen **schwarzen antistatischen Polsterung** können Sie auch aus anderen Farben des hochwertigen wasserabweisenden und feuerbeständigen Kunstleders von Novak M Farbauswahl wählen.

Fünf antistatische Rollen mit weicher Lauffläche bieten eine gute Stabilität während des Eingriffs. Außerdem kann der Hocker sehr dicht an die Liege herangefahren werden und erleichtert somit ihre Arbeit.

Abmessungen

	OP (ohne Lehne)	OPN (mit Lehne)
Unterbau-Durchmesser	53 cm	53 cm
Durchmesser des Sitzes	36 cm	36 cm
Sitzhöhe	48-61 cm	48-61 cm
Höhere Sitzhöhe	54-73 cm / HOP	54-73 cm / HOP
antistatische Rollen	Ø 75 mm	Ø 75 mm
zulässige Belastung	150 kg	150 kg

Produktbeschreibung

Der **Therapiehocker** ist ein praktischer Begleiter, der Ihre Praxis ergänzt. Er ermöglicht Ihnen, in einer bequemen und entspannten Position zu arbeiten und hilft Ihnen, eine gute Körperhaltung beizubehalten.

Der Hocker ist voll **drehbar** und mit oder ohne **Rückenlehne** erhältlich. Seine Höhe kann leicht verstellt werden, um die richtige Position für Ihre Körpergröße einzustellen.

Der **sternförmige Unterbau** ermöglicht es Ihnen, näher an den Patienten heranzurücken, während der **runde Unterbau** Platz zum Ausruhen der Füße bietet. Die fünf **Gummirollen** sind leichtgängig und für alle Bodenarten geeignet, sodass Sie im Handumdrehen vom Schreibtisch zum Patienten gelangen. **Gummifüße** anstelle von Rollen sind ebenfalls erhältlich.

Für die weich gepolsterte Sitzfläche können Sie aus über **30 Kunstlederfarben** wählen, sodass er farblich perfekt zu Ihrem Tisch und anderen Geräten in Ihrer Praxis passt.

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	sternförmiger Unterbau	runder Unterbau
Unterbau-Durchmesser	54 cm	62 cm
Durchmesser des Sitzes	36 cm	36 cm
Sitzhöhe	46-58 cm / SER-O	51-60 cm / SER-Z
Höhere Sitzhöhe	53-73 cm / HO	62-82 cm / HZ
Rollen	Ø 50 mm / SER-KO	Ø 75 mm / SER-KZ
antistatische Rollen	Ø 50 mm / ACO-K	Ø 75 mm / ACZ-K
Gummifüße	SER-N	SER-N
antistatische Gummifüße	ACO-N	ACO-N
zulässige Belastung	150 kg	150 kg

THERAPIE HOCKER

Modellen:

		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
sternförmiger Unterbau	Rollen	SZ-K	SZN-K
	Füße	SZ-N	SZN-N
runder Unterbau	Rollen	SO-K	SON-K
	Füße	SO-N	SON-N

