

Farbkarte

Farbskala 1

[atn-07, 08]

			605 snow		1280 porcelain	4635 retro			806 hazelnut
	2795 lemon		614 sunflower	4861 pumpkin		1173 valentine		3105 velvet	4103 fuchsia
4633 apricot		4634 lavanda	2395 blue moon		1277 rain drops		2798 deep sea	2799 universe	
	2389 aquamarine	4035 mermaid		2797 mint	1274 esmerald		4868 pistachio	2394 willow	2794 picnic
2793 chocolate	2390 mocca		3120 silvery		1049 antracit	1661 classy		1208 antistatic	
			10120		20279	07432		20288	10295

Farbskala 2

[ferrari-stamskin® top]



Gynäkologie, Urologie und
Proktologie



in f Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.


Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117


www.novak-m.com



reddot winner 2020



GYNÄKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGSLIEGE S

 Modell: **ETSG-65/75**


- weiche 6 cm (optional 8 cm) dicke Polsterung für maximalen Patientenkomfort
- hochwertiges biokompatibles Kunstleder
- nahtlos und vollständig versiegelt

- manuell verstellbares Kopf und Rückenteil
- breitere Liegefläche durch die rechtwinklig verarbeitete Polsterung



Beinhalter nach Göpel

Haltegriffe

elektrisch verstellbares Sitzteil mit Handschalter

Edelstahlschüssel

versenkbare Rollen enthalten Stoßdämpfer, um die Rollen sanft abzusenken

Rundumschaltung mit einfacher Höhenverstellung von allen Seiten der Liege möglich

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

zulässige Belastung	250 kg
nahtlose versiegelte Polsterung (6 cm) – SER-SU6-S	●
nahtlose versiegelte Polsterung (8 cm) – SU8-S	○
Nasenschlitz mit verschweißten und abgeklebten Nähten (Einsatz inklusive) – OOC-SG	○
Beinhalter nach Göpel, an der Normschiene befestigt (Paar) – SER-NZN	●
Steigbügel (Paar) – NZN1	○
Papierrollenhalter – NZP1-SL	○
Haltegriffe	●
einziehbare Rollen mit sanfter Freigabe (Ø 75 mm) – SER-RC-S	●
antistatische einziehbare Rollen mit sanfter Freigabe – ARC-S	○
Rundumschaltung	●
Handschalter	●
urologisches Gefäß – UROH-SG	○
PVC-Schutzüberzug für Sitzteil – PVC6/8-SG	○
Sicherheits-Sperrbox – EVV-S	○
Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ	○
Akkubetrieb – BB-S	○