

Fingertip Pulsoximeter, SpO2, PR, Pulsindex, Waveform



Art.Nr.: BLM70B

OLED Display in alle 4 Richtungen drehbar

- 6 Display Ansichten
- automatische Abschaltung nach 8 Sekunden ohne Signal
- 5 stufige Helligkeit
- Batterieanzeige
- inkl. Halsschlaufe
- inkl. 2 AAA Alkaline Batterien



Technische Spezifikationen

SpO2

Messbereich:	0 - 100%
Auflösung:	1%
Genauigkeit:	70 - 100%: $\pm 2\%$ 0 - 69%: un spezifiziert



Puls

Messbereich:	25 - 250 bpm
Auflösung:	1 bpm
Genauigkeit:	$\pm 1\%$ oder ± 1 bpm, der jeweils höhere Wert



Physische Merkmale

Gewicht Hauptgerät:	ca. 54 g mit Batterien
Größe Hauptgerät:	60 mm (B) \times 35 mm (H) \times 30 mm (T)

Energiemanagement:

Batteriespezifikation:	2 x 1.5V, AAA Alkaline Batterien
Laufzeit:	ca. 18 Stunden

Technische Änderungen vorbehalten

Exklusiv in
der Schweiz 
HOSPIMED 

CE


SWISSmedic
registriert
CHRN-IM-20000164

Ihr Ansprechpartner:

Marco Hässig  +41 76 263 90 97  m.haessig@hospimed.ch
HOSPIMED GmbH, Werlenweg 1, CH-8600 Dübendorf
www.hospimed.ch, info@hospimed.ch

