

# swingo®





# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

Stabile Sicherheit für große Geräte-  
kombinationen.

swingo<sup>®</sup> ist das kompakte oder wahlweise schmale Gerätewagensystem mit eleganten Alu-Trägerprofilen und viel Nutzfläche. Es bietet neben seiner modularen Funktionalität auch zuverlässige Sicherheit für große Gerätekombinationen. Verschiedene Dekorfarben lassen Spielraum für eine individuelle Gestaltung. Die swingo<sup>®</sup> Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Die swingo<sup>®</sup> Gerätewagensysteme sind in zwei Ausführungen erhältlich: swingo<sup>®</sup> in Holz-/Kunststoff-Kombination oder swingo<sup>®</sup>-clinic in Metall-Version.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für swingo<sup>®</sup> und swingo<sup>®</sup>-clinic. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder swingo<sup>®</sup> und jeder swingo<sup>®</sup>-clinic ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie swingo® und swingo®-clinic im Detail kennen.

## Merkmale

- **swingo®** in Holz-/Kunststoff-Kombination.
- **swingo®-clinic** in Metall-Version für die Klinik mit zahlreichen weiteren Vorteilen – gestalterisch exakt auf die swingo®-Linie abgestimmt.
- Individuelle Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm sowie in 4 Profilhöhen lieferbar.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile: viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Systemteile und Zubehör.
- Leistungsstark für den modularen Aufbau.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Behandlungswagen | Endoskopiewagen | Notfallwagen | Narkosewagen | Monitoringwagen ...

## Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Rehazentren ...

## Hinweis

Die seitlichen Schiebegriffe sind in der Grundzusammenstellung nicht enthalten. Alle aufgeführten Funktionswagen – mit Ausnahme des Basismodells mit einer Schublade – werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

## Die swingo® und swingo®-clinic System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen sichert die problemlose Manövrierbarkeit.
- Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen: Ø 100, 125 und 150 mm, optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.
- Zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, Teleskopvollauszug (bei swingo®-clinic), wahlweise 100 oder 200 mm hoch, optional abschließbar oder beheizbar.
- Platten und Schubladen bequem in Rasterhöhe zu befestigen.
- swingo® Ablageplatten: allseitig umlaufende Massivkanten (22 mm stark), lichteht und formaldehydfrei.
- swingo® und swingo®-clinic Ablageplatten: 22 mm stark und stabil desinfektionsmittelbeständig, leicht zu reinigen und lichteht. Durch 4-fache Befestigung wird eine unerwünschte Neigung bei Belastung vermieden.
- Stabile Schiebegriffe in geschwungenem Design; Dekorstreifen in Grau und Blau.
- Stangen mit Ø 25 mm im Profil platzsparend von oben einschiebbar.
- Gegengewichtsplatte je nach Konfiguration des Gerätewagensystems zur Steigerung der Standsicherheit optional erhältlich (Ref.-Nr. 15622).


## Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Gerätewagensystem swingo-clinic® wird ein POAG-Pin hinten in der Bodenplatte befestigt (Ref.-Nr. 20140). Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

# swingo® + swingo®-clinic

## Technische Details | Maße

	swingo®	swingo®-clinic
Trägerprofilhöhe	645/801/957/1217 mm	
Abmessungen  	<b>Außenmaße Wagen:</b>  <b>swingo® 60</b> <b>Breite:</b> 696 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>swingo® 45</b> <b>Breite:</b> 545 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>Höhen:</b> unterschiedlich, je nach Modell. Sonderhöhen auf Wunsch lieferbar. Rasterhöhe 52 mm.	
	<b>Außenmaße Ablageplatten (B x T x H):</b> · 450 x 450 x 22 mm · 600 x 450 x 22 mm	
	<b>Außenmaße Auszugsplatten (B x T x H):</b> · 450 x 450 x 22 mm · 600 x 450 x 22 mm	
	<b>Außenmaße Schubladen (B x T x H):</b> · 450 x 447 x 103,7 / 207,6 mm · 600 x 447 x 103,7 / 207,6 mm  <b>Innenmaße Schubladen (B x T x H):</b> · 378 x 384 x 85 / 190 mm · 529 x 384 x 85 / 190 mm	<b>Außenmaße Schubladen (B x T x H):</b> · 450 x 449 x 103,7 / 207,6 mm · 600 x 449 x 103,7 / 207,6 mm  <b>Innenmaße Schubladen (B x T x H):</b> · 356 x 396 x 85 / 190 mm · 506 x 396 x 85 / 190 mm
	Traglast	<b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 120 kg
	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 30 kg	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 50 kg
	<b>Flächenbelastung Auszugsplatten:</b> bis ca. 10 kg	
	<b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg	

# Materialien | Farbgestaltung

	swingo®	swingo®-clinic
Trägerprofil	Aluminium, eloxiert	
Profil-Abdeckung	Kunststoff ABS, grau (6502B nach NCS)	
Fahrgestell/Wagen	Aus Stahlrohr, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)	
Dekorstreifen im Profil	Aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul>	
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Schiebegriff	Aus Stahl pulverbeschichtet: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, 6 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li> <li>· weiß (RAL 9010)</li> <li>· schwarz (RAL 9005)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>            Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Serienmäßige Leichtlaufrollen Ø 100 mm oder Ø 125 mm, mit grauen Stoßschutzkappen.</p> <p>Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>            Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen (Ø 100, 125 oder 150 mm) garantieren auch in voll beladenem Zustand die problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen.</p>

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16831

swingo®  
Gerätewagen SO 1

Wagen 35

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Sondermaß 350x550 mm (BxT), oben, mit Frontgriff
- 2 Ablageplatten 350x450 mm (BxT), lichte Höhe zwischen oberer und mittlerer Platte, 238mm
- 1 Quertraverse
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

445x610x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

16831

– blau

16832



Ref.-Nr. 13011

swingo® Basiswagen

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 6 Schubladen)
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm

Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich.  
Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

545x559x806

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

13191

13171

13011

13001

– blau

13192

13172

13012

13002



Ref.-Nr. 13671

swingo® Gerätewagen 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	13881 13882	13691 13692	13671 13672	13681 13682



Ref.-Nr. 16871

swingo® Gerätewagen 2	Wagen 45	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte, 450 mm tief, Auszugslänge 300 mm</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	16871 16872	13721 13722

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13841

swingo® Gerätewagen EN 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse zur Aufnahme einer Steckdosenleiste</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1417		696x559x1445	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	13821 13822	13081 13082	13841 13842	13371 13372



Ref.-Nr. 13331

swingo® Gerätewagen ER 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 300 mm tief</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· Kabel- / Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 957 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 1217 mm</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1378	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	16451 16452	16461 16462	13331 13332	13381 13382
Empfohlenes Zubehör: zusätzliche Ablageplatte, 300 mm tief	14692	14973	13905	13944



Ref.-Nr. 13111

swingo® Unterfahrwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 333 mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 3 Schubladen)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, passt optimal unter Behandlungsliegen</li> </ul> <p>Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich. Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x494	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	13111	13071
– blau	13112	13072



Ref.-Nr. 16921

swingo® Computerwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 645 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 450 mm tief</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/ 100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 PC-Halter, links montiert</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x806 H min. 967 mm mit TFT-Halter	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	16921	16931
– blau	16922	16932

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16941

swingo® Gerätewagen MO 1	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x1417 H min. 1519 mm mit TFT-Halter	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	16941 16942	16951 16952



Ref.-Nr. 16851

swingo®-clinic Gerätewagen EN 2	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten, 450 mm tief</li> <li>· 1 frontseitiger Schiebegriff</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm,</li> <li>· Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Unterbau-Trenntrafo, 2200 VA, mit zentralem Ausschalter (innen am Trägerprofil)</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, seitlich, mit Endoskoprohr, unten geschlossen</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo®-clinic</b>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x1445 H min. 1665 mm mit Endoskophalterung	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/Schubladengriffe – grau – blau	16851 16852	



Ref.-Nr. 13851

swingo®  
Gerätewagen MI 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 5 Ablageplatten, 450 mm tief
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Quertraverse
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter
- 1 Steckdosenleiste, 4-fach
- 1 Fahrgestell nach hinten verlängert
- mit Bodenplatte
- 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar
- inklusive Antirutschbelag

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x709x1445

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13851  
13852

13461  
13462



Ref.-Nr. 17431

swingo®  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

802x559x1378

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

17431  
17432

17441  
17442

Empfohlenes Zubehör:  
Ampullenöffner CUPFIX

13921

13921

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13361

swingo®  
Gerätewagen NO 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte mit Schwallkante, Stellfläche 570x420 mm
- 1 Ablageplatte
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x873

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13521  
13522

13361  
13362

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13831

swingo®  
Gerätewagen NO 2

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte oben, 300 mm tief
- Antirutschbelag für Defibrillator
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte, mit Schwallkante/ Stellfläche 570x420 mm
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x1184

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13831  
13832

13421  
13422

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett mit Halterung  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13861

swingo®  
Gerätewagen NA 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Galerieaufsatz
- 1 Galerieaufsatz (umlaufender Rand mit 3-seitiger Aufkantung)
- 5 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x898

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

13861

13441

– blau

13862

13442



Ref.-Nr. 17491

swingo®  
Funktionswagen GY 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 beheizbare Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5l
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

17491

– blau

17492

Empfohlenes Zubehör:

Steckdosenleiste 4-fach,

Standard

21693

LED-Untersuchungsleuchte

Visiano LED S

5521

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13661

### swingo® Pultwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte, in der Neigung verstellbar, Anti-Rutschkante
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- Schreibhöhe ca. 1040 mm
- 1 Fahrgestell mit Bodenplatte, 300 mm tief
- 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

#### Ausführung

#### swingo® Holz/Kunststoff

#### Maße

in mm (B x T x H)

696 x 559 x 1118

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen / Schubladengriffe

– grau

13661

– blau

13662



Ref.-Nr. 12261

### swingo® Wickelwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte für Zubehör
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 200 mm hoch
- 1 gepolsterte Wickelauflage, wechselnde Dekore
- 1 Ablagekorb, rechts
- 1 Abfallsammler tomo, links
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

#### Ausführung

#### swingo® Holz/Kunststoff

#### Maße

in mm (B x T x H)

989 x 750 x 921

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen / Schubladengriffe

– grau

12261

– blau

12262

Wickelauflage

14875

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

**Zu Ihrer Information:** Die Referenznummern beinhalten das Systemteil komplett mit Befestigungsmaterial. Individuell konfigurierte Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert. POAG-Pin optional erhältlich, siehe Elektro-Zubehör. Für optimale Stabilität wird der Wagen mit entweder 1 Schublade oder 1 Quertraverse ausgestattet.



Ref.-Nr. 13300

Fahrgestell	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x450 mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x450 mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	545x559		696x559	
<b>Ref.-Nr.</b> Fahrgestellhöhe 157 mm, Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen Fahrgestellhöhe 196 mm, Rollen Ø 125 mm, 2 feststellbar Fahrgestellhöhe 224 mm, Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13130  13120  —	13100  13110  —	13300  13200  13400	13600  13500  13700



Ref.-Nr. 13900

Fahrgestell, maxi	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 600x450 mm (BxT) · 1 Antirutschmatte für sicheren Halt · 1 Quertraverse, Verlängerung der Bodenplatte zur Aufnahme von Sauerstoff-Flaschen	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x710x224	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13900	13800



Ref.-Nr. 16673

Fahrgestell, mini	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x300 mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x300 mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x157		696x559x157	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen	16671	16672	16673	16674

Geringe Tiefe der Bodenplatte besonders für sitzende Tätigkeiten geeignet.

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

### Trägerprofile, Standardhöhen



Ref.-Nr. 13611

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> <li>· Verschraubungsraster alle 52 mm in den Trägerprofilen</li> <li>· graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz / Kunststoff / swingo®-clinic</b>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	645	801	957	1217
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13611 13612	16681 16682	13711 13712	13621 13622

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.

### Trägerprofile, Individualhöhen



Ref.-Nr. 13731

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> <li>· Verschraubungsraster alle 52 mm in den Trägerprofilen</li> <li>· graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig (Türhöhen beachten). Bitte das Maß im 52 mm-Raster angeben.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz / Kunststoff / swingo®-clinic</b>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–645	0–1217	0–1841
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13731 13732	13741 13742	13751 13752

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.

### Zusatzkabelkanal



Ref.-Nr. 16187


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Zusatzkabelkanal</li> </ul> <p>Zusätzlicher Platz zur Unterbringung mehrerer Kabel, elegantes Aluminiumprofil, passend zum swingo®-Profil. Montage mittig, hinten oder seitlich rechts bzw. links an Platten.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz / Kunststoff / swingo®-clinic</b>		
<b>Höhe</b> in mm	957	1217	variable Höhe bis 1500
<b>Ref.-Nr.</b>	16187	16180	16182



Ref.-Nr. 13801

### Schiebegriff, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· Schiebegriff wird seitlich am Trägerprofil befestigt</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 seitlichen Schiebegriff 50mm breiter.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff – grau – blau	13801 13802	



Ref.-Nr. 16166, 16167,  
16652, 16665

### Schiebegriff, vorne


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· zur Montage vorne an einer Platte</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 Schiebegriff vorne 60mm tiefer.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b> Griff – grau – blau	16652 16665	16166 16167



Ref.-Nr. 1316x

### Schubladengriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· ergonomisch, formschöne Kunststoffgriffe</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff – grau – blau – gelb – türkis – weiß – schwarz	13161 13162 13164 13165 13166 13167	



Ref.-Nr. 20061

### Schubladengriff mit Beschriftungsfenster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff, grau aus ABS-Kunststoff</li> <li>· mit Beschriftungsfenster</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b>	20061	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13101

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x85	356x396x85	529x384x85	506x396x85
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
- grau	13181	13891	13101	13211
- blau	13182	13892	13102	13212
- gelb	13184	13894	13104	13214
- türkis	13185	13895	13105	13215
- weiß	13186	13896	13106	13216
- schwarz	13187	13897	13107	13217



Ref.-Nr. 13201

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 200mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· mit Reling</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x190	356x396x190	529x384x190	506x396x190
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
- grau	16001	16011	13201	13221
- blau	16002	16012	13202	13222
- gelb	16004	16014	13204	13224
- türkis	16005	16015	13205	13225
- weiß	16786	16796	13206	13226
- schwarz	16787	16797	13207	13227



Ref.-Nr. 16961

Schublade, abschließbar 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
	<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100mm hoch</li> <li>· abschließbar</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x85	356x396x85	529x384x85	506x396x85
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	14701	16981	16961	17391
– blau	14702	16982	16962	17392
– gelb	14704	16984	16964	17394
– türkis	14705	16985	16965	17395
– weiß	14776	16986	16966	17396
– schwarz	14777	16987	16967	17397



Ref.-Nr. 16971

Schublade, abschließbar 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
	<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 200mm hoch</li> <li>· abschließbar</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· mit Reling</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x190	356x396x190	529x384x190	506x396x190
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	14791	16981	16971	17401
– blau	14792	16982	16972	17402
– gelb	14794	16984	16974	17404
– türkis	14795	16985	16975	17405
– weiß	14796	16996	16976	17406
– schwarz	14797	16997	16977	17407

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13401

Schublade, beheizbar	Wagen 60			
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100mm hoch</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	swingo® Holz/Kunststoff			
<b>Maße heizbare Fläche</b> in mm (BxTxH)	526x381x37			
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
- grau	13401			
- blau	13402			
- gelb	13404			
- türkis	13405			
- weiß	16746			
- schwarz	16747			



Ref.-Nr. 16719

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· variable Einteilungen herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>			
	· 1 Bahn/4 Teiler		· 2 Bahnen/6 Teiler	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377x384x58	356x389x58	529x384x58	506x389x58
<b>Ref.-Nr.</b>	16720	16722	16719	16721



Ref.-Nr. 13905

Ablageplatte 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff 30kg, Flächenbelastung swingo-clinic 50kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300	450x300	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	14692	14973	13905	13944



Ref.-Nr. 13904

Ablageplatte 2	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff bis ca. 30kg, Flächenbelastung swingo-clinic bis ca. 50kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Schubladenabdeckplatte, Ablageplatte.</p>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450	450x450	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	14691	14693	13904	13942



Ref.-Nr. 13965

Ablageplatte 1, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	13965	13946



Ref.-Nr. 13964

Ablageplatte 2, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	13964	13945

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 14710

Ablageplatte,  
Edelstahl

Wagen 60

**Ausstattung**

- robuste Arbeitsplatte
- mit Schwallkante, 7 mm hoch
- 25 mm stark
- aus Edelstahl
- unempfindliche, pflegeleichte Leinenstruktur
- Flächenbelastung bis ca. 50kg
- Schubladenabdeckplatte

Stellfläche (BxT): 570x420mm

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

600x450

**Ref.-Nr.**

14710



Ref.-Nr. 16703

Auszugsplatte

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- grauweiß (RAL 9002)
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300mm

Geeignet für: Tastatur, Drucker, andere Geräte.

· 40mm stark

· 32mm stark

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

450x450

600x450

**Ref.-Nr.**

16712

16703



Ref.-Nr. 16715

Ablageplatte, Tastatur-  
und Mousauszug

Wagen 60

**Ausstattung**

- 40mm stark
- grauweiß (RAL 9002)
- mit Mousauszug nach rechts, links
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300mm

Geeignet für: Tastatur.

**Ausführung**

**swingo®-clinic**


**Maße**

in mm (BxT)

600x450


**Ref.-Nr.**

16715



Ref.-Nr. 13949

Antirutschmatte für Ablageplatte, 300 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300		600x300	
<b>Ref.-Nr.</b>	16161		13949	



Ref.-Nr. 13950

Antirutschmatte für Ablageplatte, 450 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450		600x450	
<b>Ref.-Nr.</b>	15541		13950	



Ref.-Nr. 13996

Ablageplatte, seitlich	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· abklappbar</li> <li>· am Trägerprofil seitlich rechts oder links montiert</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	350x450			
<b>Ref.-Nr.</b>	13996	13997	13996	13997

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13992

Aufsatzplatte	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zum Aufsetzen auf eine Ablageplatte</li> <li>· 10 mm 4-seitige Aufkantung</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x10		600x450x10	
<b>Ref.-Nr.</b>	13991		13992	



Ref.-Nr. 13951

Galerie	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zum Aufsetzen auf eine Ablageplatte</li> <li>· 450 mm tief</li> <li>· stabiles Polystyrol</li> <li>· umlaufender Rand</li> <li>· Höhe: 10 mm vorne/55 mm hinten und seitlich ab der Mitte</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>-clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxT)	573x435	
<b>Ref.-Nr.</b>	13951	



Ref.-Nr. 16554

Quertraverse, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Anbringung einer Steckdosenleiste oder Normprofilschiene, vorne oder hinten</li> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100		600x20x100	
<b>Ref.-Nr.</b>	16555		16554	



Ref.-Nr. 13983

Quertraverse, Holz/Kunststoff 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz-Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· zur zusätzlichen hinteren Aufkantung der Platten oder Kippsicherung</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x110		600x20x110	
<b>Ref.-Nr.</b>	13984		13983	



Ref.-Nr. 16648

Reling	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Ablageplatte</li> <li>· zur Montage am Trägerprofil</li> <li>· Ø 8mm</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x338		600x338	
<b>Ref.-Nr.</b>	16646		16648	



Ref.-Nr. 16236

Quertraverse mini, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Steckdosenleiste</li> <li>· variabel montierbar: hinten, unten, innen</li> </ul> <p>Zurückgesetzte Montagemöglichkeit schützt Stecker vor Beschädigung.</p> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x12x60		600x12x60	
<b>Ref.-Nr.</b>	16235		16236	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

### Rollen, Ø 100 mm



Ref.-Nr. 13906

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 2 Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, feststellbar	13906	13906
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar	13907	13907

### Rollen, Ø 125 mm



Ref.-Nr. 13938

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13938	13938
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13939	13939

### Rollen, Ø 150 mm



Ref.-Nr. 15702

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 250 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	15702	15702
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	13940	13940



Ref.-Nr. 13924

### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	426x10x25 Hinweis: Maße ohne Befestigungsmaterial.
<b>Ref.-Nr.</b>	13924

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, auf welcher Seite die Schiene montiert werden soll.



Ref.-Nr. 13953

### Normprofilschiene, hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten rückseitigen Befestigung an einer Metall-Quertraverse</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> <li>· Länge 446 mm</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	446x10x25 Hinweis: Maße ohne Befestigungsmaterial.
<b>Ref.-Nr.</b>	13953

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Empfohlenes Zubehör

Eine größere Auswahl an Produkten finden Sie im Kapitel Zubehör.



Ref.-Nr. 16322

### Flaschen-Halterung 5/10l

#### Ausstattung

- für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10l
- bis Ø 145mm
- Stahl
- pulverbeschichtet
- weißaluminium (RAL 9006)
- inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband
- Montage am Trägerprofil

Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen (Ref.-Nr. 16324).

#### Ref.-Nr.

16322



Ref.-Nr. 13915

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

#### Ausstattung

- Kunststoffgehäuse, grauweiß (RAL 9002)
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953

#### Maße

in mm (BxTxH)

600x220x410

#### Ref.-Nr.

13915



Ref.-Nr. 13927

### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

#### Ausstattung

- Edelstahl
- 4 Haken
- Rohr Ø 25mm
- Auszug 850mm
- höhenverstellbar 180–1030mm
- zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil
- Traglast bis ca. 4kg

#### Maße

Länge 1000mm

#### Ref.-Nr.

13927



Ref.-Nr. 17370

### Reanimationsbrett mit Halterung

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus robustem Polyäthylen, blau</li> <li>· stabil und leicht 2 kg</li> <li>· Belastung bis ca. 150kg</li> <li>· Halterung aus Edelstahl</li> <li>· anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage</li> <li>· verwendbar für Wagenrückwände von mind. 380mm Höhe</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	420x60x600
<b>Ref.-Nr.</b>	17370



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	13926



Ref.-Nr. 16346

### TFT-Halter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung an höhenverstellbarer Stange</li> <li>· 330mm höhenverstellbar</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> <li>· Befestigung seitlich am Profil oder an einer Quertraverse.</li> </ul> <p>Quertraverse bitte separat bestellen (Ref.-Nr. 16555/16554).</p>
<b>Außenmaße</b> in mm (BxTxH)	121 x 100 x 660
<b>Ref.-Nr.</b>	16346