



Modell	59-00-00
Klassifizierung (nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR))	Klasse I
CE Kennzeichnung (nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR))	CE
Max. Patientengewicht	215 kg

Einstieghöhe (Höhe der Sitzfläche mit Polster)	480 mm
Sitzteilneigung	8 °
Verstellbereich Fußteil	90° - 10° (zur Sitzfläche)
Verstellbereich Rückenteil	82° - 12° (zur Sitzfläche)
Armstützen	vier Rastpositionen

Gewicht (inkl. Polster)	ca. 60 kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	
- Sitzposition	945 x 690 x 1220
- Liegeposition	1660 x 690 x 680
Rollen	
- vorne	2 x Ø 125 mit Richtungsfeststellung
- hinten	2 x Ø 125 mit Zentralarretierung
Polster	Kaltschaum mit Kunstlederbezug
- Sitzteil (L x B x H)	460 mm x 500 mm x 40 mm
- Rückenteil (L x B x H)	805 mm x 500 mm x 40 mm
- Fußteil (L x B x H)	320 mm x 500 mm x 40 mm

Prozesseigener:	Entwicklung	Erstellt bzw. geändert am / von:	JEB / 2023-06-01
	Datei: 59-00-00_SALVA_Datenblatt_DE.docx	Geprüft und freigegeben am / von:	FDI / 2023-06-01
	Seite: 1 von 2		

Optionen	
Höhenverstellung	Einstiegshöhe 480 mm – 750 mm
Aufstehmechanik	
Fußbrett ausziehbar	
Große Rollen (Ø 300 mm) vorne	
Separate Fußteilverstellung mit Gasdruckfeder	
Infusionsstangenhalter	
Patiententisch	
Dokumentenablage	
Normschienen am Sitzteil	

Technische Änderungen vorbehalten!