

bravo[®]





bravo®

Der smarte und agile Begleiter für kleine Geräte.

Mit seinem schlanken und leichten Design ist bravo® der ideale Wagen für kleine Geräte. Wo immer es diese mobil unterzubringen gilt, bietet der universelle Begleiter eine stabile Basis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – von der Arztpraxis bis zum Kosmetikstudio. Auch als Trägersystem für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in der Industrie ist der mobile Leichtlast-Gerätewagen ideal geeignet.

Die bravo® Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität zum vernünftigen Preis. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren bravo®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder bravo® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



Lernen Sie bravo® im Detail kennen.

Merkmale

- Einsäulen-Gerätewagensystem, Leichtlast.
- Zweigeteiltes Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen.
- Ideal zur Aufnahme diverser Platten, Steckdosenleisten und verschiedener, einfach adaptierbarer Zubehörteile.

Mögliche Funktion

Computerwagen | Tabletwagen | Ergometrierwagen | Hygienewagen | Dentalwagen | Beamerwagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Dentalpraxen | Labore | Kliniken | Beauty-Studios | Besprechungsräume | Industriebetriebe ...

Die bravo® System-Komponenten

- Stabiles Alu-Guss-Fahrgestell, pulverbeschichtet basaltgrau (RAL 7012).
- Serienmäßig hochwertige Doppellenkrollen (Ø 75mm) mit 2 Feststellern und grauen Wandabweisern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Standardmäßig in zwei unterschiedlichen Höhen (780mm, 900mm) oder in Sondermaßen.
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil, eloxiert mit integrierten Kabelkanälen.
- Hochwertige, stabile Ablageplatten, teilweise mit angeformtem Ziehgriff oder seitlichen Schiebegriffen.
- Platten in vielen Größen, aus Metall oder ABS-Kunststoff.
- Praktische und ausziehbare weiße Ablageschale (Polycarbonat) mit Ablageplatte zur staubdichten Aufbewahrung von kleinen Zubehörteilen.
- Viel praktisches Zubehör, vorne oder hinten an den Profilen fixierbar.
- Sonderausführungen, Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage.
- Gegengewichtsplatte je nach Konfiguration des Gerätewagensystems zur Steigerung der Standsicherheit optional erhältlich (Ref.-Nr. 27209).

Hinweis

Für Gerätehersteller nach besonderen Wünschen individuell mit Sonderplatten, Halterungen, Anbauteilen in Sondermaßen und Sonderfarben realisierbar.

Alle Wagenmodelle werden montiert geliefert.

Trägerprofilhöhe	780/900mm
	Außenmaße Wagen (B x T): 575x575mm
	Außenmaße Ablageplatten (Metall): <ul style="list-style-type: none"> · 500x390mm (BxT) · 280x400mm (BxT) · 319/290x225mm (B1/B2xT)
	Stellfläche Ablageplatte (Metall) (B1/B2xT): 312/284x400mm
	Schubladen (Metall) (B x T x H): Außenmaße: 373x260x130mm Innenmaße: 310x230x109mm
Traglast	Gesamttraglast: bis ca. 25kg
	Flächenbelastung Ablageplatten (Metall): bis ca. 5 kg/20kg
	Flächenbelastung Schubladen (Metall): bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Profilkappe aus Edelstahl, geschliffen
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> · grau (6502B nach NCS) · blau (3050-R80B nach NCS) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) oder ABS-Kunststoff, oriongrau
Ablageplatte mit Schale	Schale aus Kunststoff (Polycarbonat), weiß, Ablageplatte aus Metall
Schiebegriff	Stahl, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012) (2 seitliche Schiebegriffe an Ablageplatte)
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig grau, 3 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> · grau (6502B nach NCS) · blau (3050-R80B nach NCS) · gelb (0050-Y nach NCS) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade (Metall)	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Rollen	<p>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø vorne/hinten:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gehäuse aus Polyamid, spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung · 4 Rollen mit Wandabweisern und 2 Feststellern · 75 mm serienmäßig · 100mm optional <p>Elektrisch leitfähige Rollen: optional gegen Aufpreis lieferbar</p>

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27011

bravo® Basiswagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27011 27012



Ref.-Nr. 27021

bravo® Basiswagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012) · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27021 27022



Ref.-Nr. 27031

bravo® Basiswagen 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte 4 aus Metall unten, Stellfläche 319/290x225 (B1/B2xT) · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27031 27032



Ref.-Nr. 27071

bravo® Basiswagen 5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324x240 mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27071 27072



Ref.-Nr. 27361

bravo® Basiswagen 6

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27361 27362



Ref.-Nr. 27561

bravo® Basiswagen 8

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 500x390 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27561 27562

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27531

bravo® Basiswagen 9

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff · 2 Profilabdeckungen aus Edelstahl · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	--

Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
------------------------------	-------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27531 27532
--	----------------



Ref.-Nr. 27501

bravo® Gerätewagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324 x 240 mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	--

Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
------------------------------	--------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27501 27502
--	----------------



Ref.-Nr. 27191

bravo® Gerätewagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil · 1 Steckdosenleiste (3-fach), vorne zwischen den Trägerprofilen · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	---

Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
------------------------------	--------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27191 27192
--	----------------



Ref.-Nr. 27151

bravo® Computerwagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1392 (mit TFT-Halter)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27151 27152



Ref.-Nr. 27571

bravo® Tablet-Wagen 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x ca. 1330 mit Tablethalter (ohne 985)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27571 27572



Ref.-Nr. 27581

bravo® Tablet-Wagen 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg · umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006), auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5kg · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x ca. 1450 mit Tablethalter (ohne 1105)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27581 27582

bravo®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27181

bravo® Gerätewagen ER 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950mm · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575xca. 985 (ohne Kabel- und Schlauchhalter)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27181 27182



Ref.-Nr. 27471

bravo® Hygienewagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen · 1 Abtropfschale, herausnehmbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27471 27472



Ref.-Nr. 27081

bravo® Hygienewagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Halter Spenderbox (1-fach) für Einmalhandschuhe oder Tissues · 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen · 1 Abtropfschale herausnehmbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1246
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27081 27082



Ref.-Nr. 27091

bravo® Gerätewagen DW 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte aus ABS Kunststoff oben, 500x390mm (BxT), oriongrau (aus dem „fuego“ Programm) · 1 Griff, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324x240mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1002
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27091 27092

bravo®

Systemteile



Ref.-Nr. 27051

Fahrgestell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 zweiteiliges Trägerprofil aus Aluminium · 1 Gestell aus Alu-Guss, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012), Feinstruktur matt · 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern · Traglast bis ca. 25 kg 	
	· Trägerprofil 780 mm hoch	· Trägerprofil 900 mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	575x575x982	575x575x1102
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27051 27052	27061 27062



Ref.-Nr. 27048

Ablageplatte 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm (BxT)	500x390
Ref.-Nr.	27048



Ref.-Nr. 27311

Ablageplatte 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm (BxT)	280x400
Ref.-Nr.	27311



Ref.-Nr. 27351

Ablageplatte 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm	Außenmaße: 444x400 (BxT) Stellfläche: 312/284x400 (B1/B2xT)
Ref.-Nr.	27351



Ref.-Nr. 27038

Ablageplatte mit Schale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar weiß · desinfizierbar · spülmaschinenfest · temperaturbeständig von -30° bis +120 °C · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 3 kg/Schale bis ca. 2 kg
Maße in mm (BxTxH)	Maße Ablageplatte: 324 x 240 x 76 Innenmaße Schale: 230 x 150 x 55
Ref.-Nr.	27038



Ref.-Nr. 27241

Ablageplatte mit Schublade

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, 373x260 mm (BxT), pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Schublade aus Metall · 1 Griff · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 5 kg · Flächenbelastung Schublade bis ca. 5 kg
Maße in mm (BxTxH)	Außenmaße: 373x260x130 Innenmaße: 310x230x109
Ref.-Nr. Schubladengriffe – grau – blau – gelb	27241 27242 27244



Ref.-Nr. 27251

Schublade für Unterbau

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Griff · Flächenbelastung bis ca. 5 kg <p>Hinweis: Schublade ohne Abdeckplatte.</p>
Innenmaße in mm (BxTxH)	310x230x109
Ref.-Nr. Schubladengriffe – grau – blau – gelb	27251 27252 27254

bravo®

Systemteile



Ref.-Nr. 27391

Ablageplatte 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · Flächenbelastung bis ca. 5 kg <p>Befestigung am Trägerprofil.</p>
Maße in mm (B x T)	<p>Stellfläche: 280x200 Außenmaße: 319/290 x 225 (B1 x B2 x T)</p>
Ref.-Nr.	27391



Ref.-Nr. 27005

Ablageplatte mit Kabel- und Schlauchhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 20 kg
Maße in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400 Stellfläche: 280x328</p>
Ref.-Nr.	27005



Ref.-Nr. 27004

Ablageplatte mit TFT-Halter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar · zur Aufnahme von flachen Monitoren · mittlere Höhe 348 mm zur Ablageplatte · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 20 kg · Traglast TFT-Halter bis ca. 10 kg
Maße in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400 Stellfläche: 280x325</p>
Ref.-Nr.	27004



Ref.-Nr. 27986

Rollen, Ø 75 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen · Aufpreis für 4 Rollen Ø 75 mm · elektrisch leitfähig · mit Wandabweiser · 2 Rollen feststellbar
Ref.-Nr.	27986



Ref.-Nr. 27907

Rollen, Ø 100 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen · Aufpreis für 4 große Rollen Ø 100 mm · mit Wandabweiser · 2 Rollen feststellbar
	— · elektrisch leitfähig
Ref.-Nr.	27907 27906



Ref.-Nr. 19976

Normprofilschiene vorne

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl, geschliffen · zur Befestigung vorne am Trägerprofil · mit 2 Befestigungspunkten · Traglast 10 kg
Maße in mm (BxTxH)	336 x 10 x 25 Hinweis: Maße ohne Befestigungsmaterial.
Ref.-Nr.	19976



Ref.-Nr. 27046

Ablagekorb

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung vorne oder hinten am Trägerprofil · Maschenweite 20 mm · Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
Maße in mm (BxTxH)	377 x 196 x 115 (mit Abstandshalter 214 mm tief)
Ref.-Nr.	27046