



ZARGES

MPO COMPACT

Das kleine große Raumwunder

www.zarges.com

NEU



Ihre Vorteile im Überblick:

- Platzsparende Wagengrößen für einfaches Handling und optimale Raumnutzung.
- Erweiterbarer Bügelaufbau schafft zusätzlich Platz für weiteres Zubehör bei gleichbleibend kompaktem Grundmaß.
- Sehr hoher Hygienestandard dank holzfreier Bauweise.
- Einer der leichtesten Wagen auf dem Markt.
- Werkzeuglos montierbare Normschiene für modulare Erweiterungsmöglichkeiten und flexibel einsetzbares Zubehör.




MPO COMPACT – Das kleine große Raumwunder

Machen Sie das Meiste aus Ihren Räumlichkeiten und setzen Sie mit dem ZARGES MPO Compact auf minimalen Platzverbrauch bei maximalem Stauraum.

Mit dem platzsparenden Raumwunder ergänzt ZARGES sein MPO-Portfolio sinnvoll um die kleinste Größe und bietet damit genau dort Stauraum, wo wenig Platz vorhanden und Flexibilität gefragt ist, wie etwa in Arztpraxen, Funktionsräumen, Patientenzimmern oder klassischen OPs.

Dank holzfreier Bauweise erfüllt der MPO Compact höhere Hygienestandards als viele andere Wagen und ist zudem einer der leichtesten auf dem Markt. Dank Normschiene und erweiterbarem Bügelaufbau schafft er außerdem zusätzlich Raum bei gleichbleibend kompaktem Grundmaß und höchster Flexibilität.



Bezeichnung	Schubladenblenden- höhe, in mm	Arbeitshöhen
8 HE	100	900 mm
10 HE	125	1000 mm
12 HE	150	1100 mm
20 HE	250	

*kann breiter gestaltet werden als Grundelement des Wagens

MPO Compact Varianten und Optionen

Als Standard erhalten Sie die Frontblenden in Verkehrsweiß und die Schubladengriffe in Weißaluminium.



MPO Compact Halb ISO-Wagen

- Ausgestattet mit Schubladen für ISO-Halbmodulen
- Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug
- Außenmaße, L x B, ca. mm: 507 x 515



MPO Compact-Plus Funktionswagen

- Ausgestattet mit unterteilbaren Schubladen.
- Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- Außenmaße, L x B, ca. mm: 590 x 515



MPO Compact Doppelt Funktionswagen

- Ausgestattet mit unterteilbaren Schubladen.
- Schubladen gelagert auf Teleskopauszügen mit Softeinzug.
- Außenmaße, L x B, ca. mm: 730 x 515

Farben

Individuelle Farbgestaltung durch farbige Schubladengriffe und Seitenwände



RAL 240 70 30,
Blau



RAL 095 80 80,
Gelb



RAL 901 6,
Verkehrsweiß



RAL 030 40 60,
Rot



RAL 140 60 50,
Grün

Arbeitsplatten



Kunststoff HPL ohne Galerie

- fest montiert.



Kunststoff ABS mit Galerie

- Werkzeuglos abnehmbar.

Schließsysteme



Zylinderschloss

- Gleichschließend.
- Optional verschiedenschließend.



Digitalschloss

- Veränderbarer Zahlencode.



Kartenschloss

- Individuelle Programmierung.



ZARGES Medical

Der Mensch im Mittelpunkt

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7 · D-82362 Weilheim · Tel.: +49 881 687-132 · Fax: +49 881 687-525

E-Mail: medical@zarges.de · www.zarges.com



ZARGES